



EFFETTI // ANTIDISCROMIA



EFFETTI // EPILAZIONE



EFFETTI // ANTIAGING

IL POTERE  
DELLA  
LUCE.

<b>TIPOLOGIA DI APPARECCHIO</b>	apparecchio luce pulsata	
<b>CLASSE EMC</b>	classe a secondo en55011	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE LUCE PULSATA</b>	lunghezza d'onda	590-1200 nm
	energia d'uscita	70 j
	tempo di emissione	max 105 ms
	frequenza	impulso singolo
<b>MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO</b>	funz. continuo/intermittente	10 min - 5 min
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	protezione pericoli elettrici (en60601-1 2007-05)	i
	parte applicata (en60601-1 2007-05)	b
	ip	20
<b>ALIMENTAZIONE</b>	tensione	230 V~ ±10%
	frequenza	50 Hz
	corrente assorbita (stand-by)	0.25 A
	corrente assorbita (emissione)	4 A
<b>RAFFREDDAMENTO</b>	tipo	aria/acqua
	caratteristiche acqua	C≤3μS
<b>DIMENSIONI</b>	quantità	2L
	altezza	30 cm
	lunghezza	55 cm
<b>PESO</b>	larghezza	50 cm
	apparecchio operativo	25 kg
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	temperatura	10°C ÷ 40°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI TRASPORTO</b>	temperatura	10°C ÷ 70°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMMAGAZZINAGGIO</b>	temperatura	10°C ÷ 70°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa

DISPOSITIVO CERTIFICATO DELLA MARCATURA CE - MED 31036  
CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE E S.M.I., ALLEGATO II ESCLUSO IL PTO 4 ATTUATA IN ITALIA CON DLGS. 46 DEL 1997/02/24 E S.M.I.