


EFFETTI // LIFTING, BORIVALIZZAZIONE E RASSODAMENTO



EFFETTI // TRATTAMENTO ACNE

L'ENERGIA DEL CALORE PER UN EFFETTO GIOVINEZZA.

TIPOLOGIA DI APPARECCHIO	apparecchio per radiofrequenza	
CLASSE EMC	classe a secondo en55011	
CARATTERISTICHE TECNICHE MANIPOLI	potenza di uscita	30W max
	frequenze di lavoro (khz)	550kHz÷800kHz
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	funzionamento continuo	
CLASSIFICAZIONE	protezione pericoli elettrici (en60601-1 2007-05)	i
	parte applicata (en60601-1 2007-05)	bf
ALIMENTAZIONE	tensione	230 V~ ±10%
	frequenza	50 Hz
	corrente assorbita (stand-by)	0.35A
	corrente assorbita (emissione)	1 A
	fusibili	2 x t5a
	isolamento dall'alimentazione rete (par. 8.11.1 di en60601-1 2007)	interruttore bipolare
RAFFREDDAMENTO	tipo	aria forzata
DIMENSIONI	altezza	50 cm
	lunghezza	55 cm
	larghezza	50 cm
PESO	apparecchio operativo	15 kg
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	temperatura	10°C ÷ 40°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa
CONDIZIONI AMBIENTALI DI TRASPORTO	temperatura	10°C ÷ 70°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa
CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMMAGAZZINAGGIO	temperatura	10°C ÷ 70°C
	umidità relativa	10% ÷ 90%
	pressione	700 ÷ 1060 hPa

DISPOSITIVO CERTIFICATO DELLA MARCATURA CE - MED 31036
CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE E S.M.I., ALLEGATO II ESCLUSO IL PTO 4 ATTUATA IN ITALIA CON DLGS. 46 DEL 1997/02/24 E S.M.I.